

## Produktbeskrivning

MESI ABPI MD är ett fristående, automatiserat system för mätning av ankel-brakialindex (ankeltryck) – ett nödvändigt diagnostiskt mått för att bedöma perifer artärsjukdom (PAD) och avgöra lämplig kompressionsbehandling vid sårvård. Enheten har ett inbyggt batteri och operativsystemet är på svenska.

Mätning av två armar och två ben tar ca 1 minut med PADsense-algoritmen™ och SmartArm-detektering™.



## Ingår i förpackningen

- MESI ABPI MD ankeltrycksmätare
- Manschetter storlek M × 4 – färgkodade (röd, gul, grön, grå), armomkrets 22–32 cm
- Nätaggregat
- Snabbguide

Obs: Manschetter storlek S och L beställs separat (art.nr 301-000164 resp. 301-000165). Rullstativ (301-000166) och väska (301-000167) tillval.

## Tekniska specifikationer

Parameter	Värde
Artikelnummer	301-000161
Mätmetod	Volymplethysmografi
Mätning	Bilateral simultan, ca 1 minut (2 armar + 2 ben)
SmartArm™	Automatisk detektion av arm med högst tryck
PADsense-algoritm™	Automatisk varning vid allvarlig PAD
Manschetter (inkl.)	M × 4, armomkrets 22–32 cm
Anslutning	Nätanslutning (nätaggregat medföljer)
Kalibrering	Årlig kalibrering rekommenderas
CE-märkning	MDD (i övergångsfas till MDR Klass IIa)
Garanti	2 år

## Fullständig produktinformation

Fullständiga tekniska data, manualer, CE-dokumentation och kliniska valideringsdata finns på tillverkarens supportportal:

- » Support & manualer: [mesimedical.com/support/mesi-abi-md](https://mesimedical.com/support/mesi-abi-md)
- » Produktsida (ABPI MD): [mesimedical.com/the-worlds-fastest-ankle-brachial-index-measurement](https://mesimedical.com/the-worlds-fastest-ankle-brachial-index-measurement)
- » CE-certifikat & reglefterlevnad: [mesimedical.com/compliance](https://mesimedical.com/compliance)

## Driftsättning, support & service i Sverige

MAVE Medtech AB är distributör av MESI ABPI MD i Sverige och ansvarar för alla eftermarknadstjänster:

Tjänst	Beskrivning
<b>Driftsättning</b>	Installation, konfiguration och integrering i vårdmiljön
<b>Användarutbildning</b>	Handhavandeutbildning för vårdpersonal på plats eller på distans
<b>Teknisk support</b>	Löpande support på svenska under kontorstid
<b>Kalibrering &amp; service</b>	Årlig kalibrering enligt tillverkarens krav (art.nr CAL-ABPIMD)
<b>Integration</b>	Integration med journalsystem för enkel och korrekt dokumentation

**Kontakt:**

[www.mavemedtech.se](http://www.mavemedtech.se) – MAVE Medtech AB, Göteborg