

Produktbeskrivning

MESI mTABLET ABI-set är ett automatiserat, trådlöst och slanglöst system för mätning av ankel-brakialindex (Ankeltryck) – ett viktigt diagnostiskt mått för att bedöma perifer artärsjukdom (PAD) och avgöra lämplig kompressionsbehandling vid sårvård.

Mätning av två armar och två ben tar ca 1 minut med den patenterade PADsense-algoritmen™ och SmartArm-detekteringen™. Resultaten kan delas direkt med en specialist eller skrivas ut som rapport till PC.



Ingår i förpackningen

- MESI mTABLET – Certifierad medicinsk enhet
- Bordsladdare (dockningsstation)
- Modul för blodtrycksmätning × 4 (trådlösa)
- Manschetter storlek S-M × 4 (röd, gul, grön, grå) – armomkrets 20–32 cm
- Programvara för utskrift till PC (levereras digitalt)
- MESI mRECORDS (molnbaserat journalsystem, internetanslutning krävs)
- Programuppdateringar (internetanslutning krävs)

Obs: Manschetter storlek L och XL beställs separat (art.nr 301-003028 resp. 301-003029).

Tekniska specifikationer

Parameter	Värde
Artikelnummer	301-003003
Mätmetod	Oscillometrisk, automatiserad
Simultanmätning	3 manschetter (3CUFF™)
SmartArm™	Väljer arm med högst tryck automatiskt
PADsense-algoritmen™	Tidig detektion av allvarlig PAD
Mättid	Ca 1 minut (2 armar + 2 ben)
Manschettstorlek (inkl.)	S-M, armomkrets 20–32 cm
Anslutning	Slanglös och trådlös (WiFi och Bluetooth)
Rapport	ABI-index, pulskurvor, oscillationsgrafer
Integration med Journalsystem	Tillgänglig (ingår ej)
CE-märkning	MDD (i övergångsfas till MDR Klass IIa)

Parameter	Värde
Garanti	3 år

Fullständig produktinformation

Fullständiga tekniska data, manualer, CE-dokumentation och kliniska valideringsdata finns på tillverkarens supportportal:

- » Support & manualer: mesimedical.com/support/mtablet_abi
- » Produktsida (ABI): mesimedical.com/measurements/ankle-brachial-index
- » CE-certifikat & regelefterlevnad: mesimedical.com/compliance

Driftsättning, support & service i Sverige

MAVE Medtech AB är distributör av MESI mTABLET i Sverige och ansvarar för alla eftermarknadstjänster:

Tjänst	Beskrivning
Driftsättning	Installation, konfiguration och integrering i vårdmiljön
Användarutbildning	Handhavandeutbildning för vårdpersonal på plats eller på distans
Teknisk support	Löpande support på svenska under kontorstid
Kalibrering & service	Årlig kalibrering enligt tillverkarens krav
Integration	Integration med journalsystem för enkel och korrekt dokumentation

Kontakt:

www.mavemedtech.se – MAVE Medtech AB, Göteborg